

Ficha técnica

SEMP CARE CARITAL PREVIA, Sistema de cojín de baja presión continua con ajuste de presión para pacientes usuarios de silla de ruedas.



Características

- Sistema de baja presión continua basado en la tecnología Carital.
- Funciona sin bomba o unidad de control.
- Diseñado específicamente para su uso en sillas de ruedas.
- Indicado para pacientes con la sensibilidad alterada y para pacientes inmovilizados.
- Permite un ajuste individualizado, preciso y comprobable de manera objetiva, para conseguir un excelente alivio de la presión, estabilidad en la sedestación y posicionamiento.
- Cinco zonas diferenciadas de ajuste individual (cabeza, tronco y extremidades frente, izquierda, derecha, media y trasera).
- Cada zona puede ser ajustada separadamente mediante un manómetro de presión (exclusivo para el sistema), con lo que se consigue minimizar el efecto de la presión sobre las diferentes zonas de apoyo y al mismo tiempo compensar las zonas de apoyo para mejorar la estabilidad del usuario.
- Funda transpirable e impermeable con las costuras selladas para evitar problemas de permeabilidad, de textura suave que minimiza fricción y cizalla y con tratamiento bacterioestático.
- Soporta hasta 250 Kg de peso al 100% de sus prestaciones.

SEMP CARE CARITAL PREVIA, Sistema de cojín de baja presión continua con ajuste de presión para pacientes usuarios de silla

Descripción

Superficie especial para el manejo de la presión (SEMP) en forma de cojín diseñada específicamente para la prevención de úlceras por presión en pacientes con la sensibilidad alterada de hasta 250 Kg de peso.

Modo de acción

El factor extrínseco más importante para causar daños en los tejidos es el contacto prolongado con la presión que se ejerce en la piel de las zonas de apoyo.

Las personas con la **sensibilidad disminuida o inexistente** no pueden percibir el dolor causado por la presión, el cual actúa en condiciones normales como una defensa natural ante las úlceras por presión (UPP). Por otra parte, las **personas inmovilizadas** son incapaces de reubicarse independientemente por ellas mismas. Por lo tanto, estos dos grupos de personas tienen un elevado riesgo de desarrollo de UPP.

Un cojín reductor de la presión efectivo puede disminuir el riesgo de desarrollo de UPP: sin embargo, y para proporcionar la máxima autonomía personal, un cojín de calidad debe proporcionar más que solo un **efectivo alivio de la presión**. Un adecuado **equilibrio y estabilidad** tienen una influencia directa en la **movilidad** y en las **actividades de la vida diaria**.

El cojín **Carital Previa** para sillas de ruedas se puede ajustar de manera individual en personas que requieren un excelente alivio de la presión, estabilidad en la sedestación y un adecuado posicionamiento.

El funcionamiento de **Carital Previa** se basa en la tecnología reactiva a la presión **Carital Air-Float System®**. La estructura en una doble capa de celda y la tecnología de ajuste reactivo de la presión son unas prestaciones únicas en los sistemas **Carital**.

La SEMP en forma de cojín **Carital Previa** tiene seis celdas en forma de túnel que se adaptan de manera exacta a diferentes contornos. Con ello se proporciona una máxima superficie de contacto de acuerdo con la silueta del paciente al apoyarse en la zona de asiento. La superficie **Carital Air-Float System®** reacciona tanto al peso, como a la posición de sentado del usuario, dividiendo el peso corporal entre las diferentes partes del cojín.

El cojín **Carital Previa** consta de cinco unidades independientes de ajuste: frente, izquierda, derecha, media y trasera. Cada unidad puede ser ajustada separadamente mediante un manómetro de presión (exclusivo para el sistema), con lo que se consigue minimizar el efecto de la presión sobre las diferentes zonas de apoyo y al mismo tiempo compensar las zonas de apoyo para mejorar la estabilidad del usuario.

Las celdas de la parte frontal, ambos laterales y la parte trasera proporcionan una excelente estabilidad mientras el paciente está sentado. Si la postura de asiento se ha de cambiar, entonces el sistema **Carital Previa** se puede reajustar por parte del usuario de acuerdo con los nuevos requisitos.

El sistema de cojín **Carital Previa** está protegido mediante una funda especial bielástica, impermeable, transpirable, ignífuga con tratamiento bactericida y textura suave que minimiza las fuerzas de fricción y la cizalla.

La funda está apoyada encima de una capa de espuma viscoelástica de 2 cm de altura.

La funda se puede retirar fácilmente para su limpieza

Indicaciones

SEMP diseñada para la prevención en pacientes con la sensibilidad alterada o inmovilizados en sedestación que presentan riesgo elevado de desarrollo de UPP.

Carital Previa puede ser utilizado al 100% de sus prestaciones en pacientes con un peso de hasta 250 Kg.

Existen versiones de sistemas Carital para pacientes en incubadora, en cama pediátrica, pacientes adultos, pacientes adultos en decúbito prono y pacientes parapléjicos en fase de rehabilitación.

Composición

Cojín: Celdas de TPU (Film de poliuretano termoplástico)

Base: PE foam

Funda: Dartex TC27.

Características técnicas

Cojín

Número de celdas: 6

Peso máximo: 250 Kg.

Dimensiones (ver códigos)

Peso: 1 kg

Condiciones operación/almacenamiento/transporte

El sistema **Carital Previa** es un cojín de aire, y por tanto deberá almacenarse de manera adecuada para evitar daños por punción. Cuando se almacene el sistema asegúrese de que se tengan en cuenta las siguientes precauciones:

-Mantener alejado el sistema de objetos punzantes, cortantes o pesados

-Mantener alejado el sistema de fuentes de calor

-Mantener el sistema en un espacio limpio y seco

SEMP CARE CARITAL PREVIA, Sistema de cojín de baja presión continua con ajuste de presión para pacientes usuarios de silla

Clase CE

Producto Sanitario clase I. (93/42/ECC)

Caducidad

Las características intrínsecas del producto no se alteran con el tiempo.

Garantía

1 año

Fabricante

Hapeka GmbH

Rittgrabenstraße 3

77815 Bühl/ Baden, Alemania.

Tel: 07223/912 350 Fax: 07223/912 351

www.hapeka.com

Presentación

Código de producto	Descripción	Código EAN
5460250PREVS	Sempcare Carital Previa S (38 x 38 x 11 cm)	8428383213381
5460250PREVM	Sempcare Carital Previa M (42 x 42 x 11 cm)	8428383213398
5460250PREVL	Sempcare Carital Previa L (45 x 42 x 11 cm)	8428383213404
5460MANPREV	Sempcare Manómetro Carital Previa	8428383213411
5460250CPREVS	Sempcare Funda Carital Previa S (38 x 38 x 11 cm)	8428383213428
5460250CPREVM	Sempcare Funda Carital Previa M (42 x 42 x 11 cm)	8428383213435
5460250CPREVL	Sempcare Funda Carital Previa L (45 x 42 x 11 cm)	8428383213442

Curación de Heridas

Smith & Nephew, S.A. Fructuós Gelabert, 2-4, 08970 Sant Joan Despí (Barcelona)

Tel.: 93 373 73 01; Fax: 933 373 74 53;

Tel. Atención Cliente: 902030 31 61; Fax. Atención cliente: 902 30 31 70

EducaciónAWM@smith-nephew.com

www.smith-nephew.com

www.prevencare.org

FT 09.10/1